

## SCOOTER STERLING SAPPHIRE 2

Ref:SPSLSAPPHIRE2BLUE4



Desmontar la nueva Sapphire 2 es pan comido. Sólo tienes que retirar el asiento, sacar las baterías y tirar hacia arriba de la palanca de desmontaje para separarla rápidamente en 2 partes muy manejables. Baterías de fácil instalación, sin cables ni conexiones. Las baterías quedan encajadas cada una en su alojamiento y conectadas entre sí. Sencillo sistema de desmontaje que permite separar la Sapphire 2 en sólo 3 pasos, con una sola mano y sin incómodos cables ni conexiones. El manillar se libera al girar la palanca hacia la derecha y se bloquea en posición al soltar la palanca. Además es totalmente plegable hasta abajo y las empuñaduras quedan encajadas en la parte superior de la cesta evitando que los objetos que están guardados dentro se caigan. Mayor espacio para los pies. Sistema de doble asa en baterías y tren trasero para facilitar el transporte. Mandos muy accesibles y cómodos.